

დასახელება	რაოდენობა	ზომის ერთეული	მახასიათებლები
PSA-ის რეაქტივი (Total)	130	96-testiani nakrebi	(total PSA) ELISA, ანალიტიკური მგრძნობელობა - 0.2 ნგ/მლ, სტაბილურობა 12 თვე 2...8°C.-ზე. ღია სისტემისთვის.
PSA-ის რეაქტივი (Free)	30	96-testiani nakrebi	(free PSA) ELISA, ანალიტიკური მგრძნობელობა - 0.1 ნგ/მლ, სტანდარტული გადახრა -0.0042 ნგ/მლ, სტაბილურობა 12 თვე 2...8°C.-ზე. ღია სისტემისთვის.
"B" ჰეპატიტის სწრაფი ტესტი	35	30-testiani nakrebi	HBsAg ერთსაფეხურიანი ჰეპატიტი B ვირუსის ტესტი ადამიანის შრატში, პლაზმაში და სისხლში. მგრძნობელობა: >99%, სპეციფიურობა >99%
შიდსის სწრაფი ტესტი	15	30-testiani nakrebi	HIV – ½ 3.0 წარმოადგენს იმუნოქრომატულ ტესტს ყველა იზოტოპის (IgG, IgM, IgA) HIV-1 სპეციფიკური ანტისხეულების და აგრეთვე 0 და HIV-2-ის ხარისხობრივი განსაზღვრისათვის ადამიანის შრატში, პლაზმაში და სისხლში. • მე-3 თაობის მეთოდი (პირდაპირი სენდვიჩ მეთოდი, Ag-Ab-Ag) • მგრძნობიარე IgM-ის მიმართ ადრეული ინფიცირების პერიოდში • დიფერენციატა HIV-1-ის და HIV-2- ის (3 ხაზი)

			• მგრძნობელობა: 100%, სპეციფიურობა 99.8% • ანტიგენის ჩამჭერი: HIV-1 (p24, gp41), HIV-2 (gp36) • შენახვის ვადა 24 თვე ოთახის ტემპერატურაზე
ათაშანგის სწრაფი ტესტი	15	30-testiani nakrebi	Syphilis 3.0 წარმოადგენს იმუნოქრომატულ ტესტს ყველა იზოტოპის (IgG, IgM, IgA) ანტისხეულების ხარისხობრივი განსაზღვრისათვის ტრეპონემა პალადიუმის (TP)-ს მიმართ. • მე-3 თაობის მეთოდი (ერთსაფეხურიანი იმუნოქრომატოგრაფული ტესტი) • ნიმუში: შრავი, პლაზმა და სისხლი • რეკომენდებულია WHO • ინახება ოთახის ტემპერატურაზე • მგრძნობელობა: 99.3%, სპეციფიურობა 99.5%
Anti-B 1x10ml	5	flakoni	
Anti - A,B 1x10ml	5	flakoni	
Anti - D (IgM/IgG) 1x10ml	5	flakoni	
Anti-A 1x10ml	5	flakoni	
Hemostat Tromboplastin თრომბოპლასტინი (2მლ-იანი)	20	ფლაკონი	
ანტისხეულები თირეოპეროქსიდაზას მიმართ (IMTEC-TPO- Antibodies)	15	96-testiani nakrebi	
პროლაქტინი (PRL (Prolactin) ELISA)	3	96-testiani nakrebi	

TSH – საერთო თიროქსინი	100	96-testiani nakrebi	
FT4 – თავისუფალი თიროქსინი	15	96-testiani nakrebi	
FT3 – თავისუფალი ტრიიოდთირონი	5	96-testiani nakrebi	
CEA – კარცინო ემბრიონული	2	96-testiani nakrebi	
CA-19-9 Ag	1	96-testiani nakrebi	
CA-15-3 (მკერდის)	3	96-testiani nakrebi	
CA-125 Ag (საკვერსხის)	3	96-testiani nakrebi	
IMTEC-TG- Antibodies ELISA ანტისხეულები თირეოგლობულინის მიმართ	3	96-testiani nakrebi	
HEMOSTAT THROMBIN TAME	3	ფლაკონი	
HEMOSTAT aPTT-EL	4	ფლაკონი	
HEMOSTAT Fibrinogen	2	ნაკრები	
HEMOSTAT Control Plasma normal 1x1ml	3	ფლაკონი	
გლუკომეტრის ჩხირები	1000	testi	დახურული სისტემისთვის
გლუკომეტრი	5	ცალი	

1. ყველა აღნიშნული ტესტის შემადგენელი კომპონენტები, გარდა გამრეცხი ხსნარისა, უნდა იყოს მზა მდგომარეობაში;
2. რეაქტივები ვარგისი უნდა იყოს გაუხსნელ მდგომარეობაში 2-8°C-ზე შენახვისას დამზადებიდან მინიმუმ 18 თვის მანძილზე, გახსნიდან კი მინიმუმ - 2 თვის;

3. ყველა ზემოთაღნიშნული ტესტი უნდა ტარდებოდეს ოთახის ტემპერატურაზე, არ მოითხოვდეს თერმოსტატისა და სანჯღრეველას გამოყენებას;
4. თითოეული ტესტი უნდა ხასიათდებოდეს მინიმუმ შემდეგი ანალიტიკური მგრძნობელობით:
5. ვარგისიანობის ვადა მიწოდების მომენტში არანაკლებ 12 თვე

TSH--0,01mIU/ml

FT4 ---0,05ng/ml

FT3---0,05ng/ml

CEA--0,11ng/ml

CA 19-9---0,18U/ml

CA 15-3---0,5U/ml

CA125-- 1,7U/ml